

プラスチック製 針付プレフィル用シリンジ PAT. P.

ClearJect® WN

【認証番号】 225AGBZX00025000



バレル:


ISO 11040-4、(ISO 11040-6)に基づくサイズ、
又は顧客指定サイズ
環状ポリオレフィン (COP)

針:

27G 1/2inch、(Thin wall)
29G 1/2inch、(Thin wall)対応可
ステンレス (SUS304)
インサート成形 (接着剤フリー)

RNS (Rigid Needle Shield):

アウター: PP
インナー: ブチルゴム



	容量 (mL)	外径 (mm)	内径 (mm)	シリンジ長 (mm)	RNS 装着全長 (mm)	フランジ外径 (mm)
ClearJect® WN 1mL long	1.0	8.15	6.35	76.7	81.7	13.8
ClearJect® WN 2.25mL	2.25	10.85	8.65	79.3	84.3	17.75
ClearJect® WN 2.25mL SRF	2.25	10.85	8.65	79.3	84.3	14.7

包装仕様

- TASPAC® (RTU タイプ)
ガンマ線滅菌済み



特長

- 接着剤不使用
- 単回使用、使い捨て
- 割れ難い
- 高い水蒸気バリア
- 専用シリコン採用による低い穿刺抵抗

